



MEDICAL  
DevEyes



# LAMPE CROSS-LINKING C-EYE

L'AVENIR DU CXL EST À LA LAMPE À FENTE

[WWW.MEDICAL-DEVEYES.COM](http://WWW.MEDICAL-DEVEYES.COM)

 EMAGINE

# LE DISPOSITIF C-EYE

L'appareil bénéficie du Marquage CE pour l'ensemble des indications suivantes : kératocône, ectasie post LASIK ou PKR, dégénérescence pellucide marginale, kératite infectieuse, ulcère ou fonte cornéenne, kératopathie bulleuse.



## SUPPORT DE LAMPE À FENTE

Pour le CXL moderne :  
s'adapte à une large gamme de  
lampes à fente de type Haag-Streit et Zeiss.



## MONTAGE SUR TABLE

Pour le CXL classique :  
accessoire de montage  
de table disponible.



## MONTAGE SOUS LASER EXCIMER

C-Eye et AMARIS pour personnaliser  
la chirurgie réfractive au laser.



## PROFIL AJUSTÉ SELON L'ÉPAISSEUR

La cornée est plus épaisse à la périphérie. De ce fait, le  
profil d'irradiation de l'appareil C-eye fournit plus  
d'énergie à la périphérie de la cornée.



## 8 PROTOCOLES INTÉGRÉS

Choix parmi l'ensemble des protocoles épi-on ou épi-off.  
Retrouvez toutes les recommandations et paramètres  
d'utilisation issues de la littérature scientifique sur  
le site de emagine.



## GAMME D'INTENSITÉS

Large gamme de puissances disponibles. Peut délivrer  
une gamme d'intensités de 3, 9, 15, 18 et 30 mW/cm<sup>2</sup>,  
couvrant ainsi l'ensemble des protocoles de  
traitement CXL.



## BATTERIE

Se recharge par USB-C pour une mobilité maximale.  
Permet la réalisation de dix traitements consécutifs  
une fois chargé.



## LUMIÈRE PULSÉE OU CONTINUE

Délivre une irradiation UV-A continue ou pulsée,  
ce qui le rend parfaitement adapté à l'ensemble  
des protocoles CXL.

Ribo-Ker est une riboflavine unique pour l'ensemble des traitements du kératocône à la kératite.

Plus de confusion avec les différents types de riboflavine : EMAGINE a développé une solution unique pour toutes les applications.



- ✓ 0,125 % de riboflavine hypo-osmolaire
- ✓ Marquage CE
- ✓ Prêt pour toutes les applications epi-off et epi-on CXL ainsi que les PACK-CXL
- ✓ Peut être utilisée sur des cornées d'épaisseur normale et fine (grâce à son protocole de customisation)
- ✓ Livrée dans un kit de procédure avec un blépharostat et un capuchon pour l'appareil
- ✓ La concentration plus élevée en riboflavine de Ribo-Ker permet une saturation stromale rapide et ne nécessite pas de modification de la viscosité à l'aide de HPMC ou de dextrane
- ✓ Seringue en verre préchargée contenant 1,5 ml
- ✓ Temps d'instillation recommandé : toutes les 2 minutes pendant 10 minutes



## LA VERSION CLASSIQUE DU CXL EN POSITION COUCHÉE

Le dispositif C-eye est fixé au C-Stand au moyen d'un aimant puissant et d'une vis de fixation. Le bras peut être déplacé dans toutes les directions et la distance de travail finale peut être ajustée avec précision.



Les différents protocoles sont consultables sur le site :  
[www.emagine-eye.com/fr/](http://www.emagine-eye.com/fr/)

### RÈGLEMENTATION

Organisme Certificateur : IMQ  
Classe Produit : IIb



### FABRIQUÉ PAR

**C.S.O SRL**

Via degli Stagnacci 12/E  
50018 Scandicci  
Firenze, ITALY  
[www.csoitalia.it](http://www.csoitalia.it)

### DISTRIBUÉ PAR

**SAS MEDICAL DEVEYES**

411 chemin du moulin à Vent  
30670 Aigues-Vives  
France  
[www.medical-deveyes.com](http://www.medical-deveyes.com)

## NOUS **CONTACTER**



Par téléphone  
**+33(0)4 48 06 51 88**



Par mail  
[customer-service@medicaldeveyes.com](mailto:customer-service@medicaldeveyes.com)



MEDICALDEVEYES